

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Btnl2ウサギポリクローナル抗体 - Q9Uir0

商品番号: CM0025673

前書き

ウェスタンブロット（WB）、免疫組織化学（IHC-P）、ELISAでバリデーションされたBTNL2ウサギポリクローナル抗体（pAb）。ヒト、マウス、ラットのBTNL2（T細胞増殖のネガティブレギュレーター）を検出します。免疫学および免疫腫瘍学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	BTNL2 Rabbit pAb
備考/別名	SS2, BTN7, BTL-II, HSBLMHC1, BTNL2
種	ヒト
GeneID	56244
免疫原	ヒトBTNL2 (NP_062548.1) のアミノ酸246-455位を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UIR0
タンパク質分子量	50kDa
配送	氷袋