


抗Bub1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O43683

商品番号: CM0024006



前書き

ヒトBUB1を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒトおよびマウスのサンプル中の内在性BUB1を検出し、紡錘体組み立てチェックポイントや染色体整列の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BUB1 Rabbit pAb
略称/別名	BUB1A; BUB1L; hBUB1; MCPH30; BUB1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	699
GeneID	699
免疫原	組換えタンパク質；ヒトBUB1（NP_004327.1）のアミノ酸1～300番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O43683
タンパク質分子量	122kDa
発送方法	保冷剤