

Wb、If/Icc、Elisa用抗Bub1Bポリクローナル抗体 - O60566

商品番号: CM0023837



前書き

ヒト、マウス、ラットのWB、IF/ICC、ELISAで検証済みの、BUB1B (BUBR1)

ターゲットのウサギポリクローナル抗体。分裂期チェックポイントおよび紡錘体

装チェックポイントの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BUB1B Rabbit pAb
備考/別名	MVA1; SSK1; BUBR1; Bub1A; MAD3L; hBUBR1; BUB1beta; BUB1B
種	ヒト
GeneID	701
免疫原	ヒトBUB1B (NP_001202.4) のアミノ酸1-260に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60566
タンパク質分子量	120kDa
配送	アイスパック