

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Bub3 ウサギモノクローナル抗体 - O43684

商品番号: CM0011120

前書き

ヒトBUB3 (O43684)
に対する高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-
P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。分裂チェックポイントと動原体の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BUB3 ウサギ mAb
備考/別名	BUB3L; hBUB3; BUB3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9184
遺伝子ID	9184
免疫原	合成ペプチド - ヒトBUB3 (O43684) のアミノ酸1-100に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43684
タンパク質分子量	37kDa
発送	保冷バッグ