

ウェスタンブロット、If/Icc、Elisa用 抗Bub3 ウサギポリクローナル抗体 - O43684

商品番号: CM0027139

前書き

ヒトBUB3（37 kDa）有糸分裂チェックポイントタンパク質を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。紡錘体形成チェックポイントと染色体分離の研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BUB3 ウサギ pAb
備考/別名	BUB3L; hBUB3; BUB3
種	ヒト
GeneID	9184
免疫原	ヒトBUB3（NP_004716.1）の amino 酸1-328を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43684
タンパク質分子量	37kDa
発送	保冷バッグ