


WbおよびElisa用抗ブチリルコリンエステラーゼモノクローナル抗体 - P06276

商品番号: CM0011178



前書き

このウサギモノクローナル抗体は、ヒトブチリルコリンエステラーゼ（P06276）を標的とします。WBおよびELISAで検証済みであり、神経伝達物質の分解および有機リン酸塩解毒に関する研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ブチリルコリンエステラーゼ ウサギ mAb
備考/別名	E1; CHE1; CHE2; BCHED; ブチリルコリンエステラーゼ
種	ヒト
GeneID (ヒト)	590
GeneID	590
免疫原	合成ペプチド：ヒトブチリルコリンエステラーゼ（P06276）のアミノ酸500-602に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P06276
タンパク質分子量	68kDa
輸送	氷袋