


抗ブチリルコリンエステラーゼ ウサギ ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P06276

商品番号: CM0018494



前書き

ヒトブチリルコリンエステラーゼ（BCHE）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロットおよびELISAに適しており、マウスおよびラットとの交差反応性があります。神経生物学および毒物学の研究、アッセイ開発をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ブチリルコリンエステラーゼ ウサギ pAb
備考/別名	E1; CHE1; CHE2; BCHED; Butyrylcholinesterase
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	590
遺伝子ID	590
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P06276
タンパク質分子量	68kDa
輸送	保冷バッグ