

Anti-Bves (Popdc1) ウェスタンブロットおよびElisa用ポリクローナル抗体 - Q8Ne79

商品番号: CM0015504

前書き

ヒト BVES (POPDC1)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。タイトジャンクション、心機能、筋再生に関する研究に適しています。
交差反応性: ヒト。予測分子量: 41 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BVES ウサギ pAb
備考/別名	POPI; HBVES; CARICK; LGMD2X; POPDC1; LGMDR25; BVES
種	ヒト
遺伝子ID	11149
免疫原	ヒト BVES (NP_001186492.1) のアミノ酸241-360を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8NE79
タンパク質分子量	41kDa
輸送	保冷バッグ