


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Byslウサギポリクローナル抗体 - Q13895

商品番号: CM0016842



前書き

WB、IHC-

P、ELISAでバリデーション済みのBYSLウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。rRNAプロセッシングおよびリボソーム生合成に関与する50

kDaタンパク質であるビスチンを標的とします。胎盤および細胞接着研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BYSLウサギpAb
備考／別名	Enp1; BYSTIN; BYSL
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	705
免疫原	ヒトBYSL (NP_004044.3) のアミノ酸120～280に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13895
タンパク質分子量	50kDa
輸送	保冷バッグ