

Wb、Elisa用抗Bzip46ポリクローナル抗体 - Q69Tw5

商品番号: CM0023957

前書き

イネのbZIP46転写因子に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでの性能が確認済みです。アブシジン酸シグナル伝達やストレス応答の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	bZIP46 Rabbit pAb
別名	P0701E03.2; bZIP46
対象種	Oryza sativa（イネ）
GeneID	4340462
免疫原	組換えタンパク質 イネ(Oryza sativa) bZIP46のアミノ酸100～200番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。(Q69TW5)
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	Oryza sativa（イネ）
SWISSプロットID	Q69TW5
タンパク質分子量	35kDa
発送方法	保冷剤同梱