


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗C-Abl ウサギポリクローナル抗体 - P00519

商品番号: CM0017688



前書き

ヒトc-Abl (ABL1)

に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。細胞増殖、生存、DNA損傷応答の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	c-Abl ウサギ pAb
備考/別名	ABL; JTK7; p150; c-ABL; v-abl; CHDSKM; c-ABL1; BCR-ABL; bcr/abl; c-Abl
種	ヒト
GeneID (ヒト)	25
GeneID	25
免疫原	ヒトc-Abl (NP_005148.2) のアミノ酸1000-1130に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P00519
タンパク質分子量	123kDa
発送	保冷バッグ