


Anti-C-Fos Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P01100

商品番号: CM0007000



前書き

ウェスタンブロット、免疫蛍光、免疫組織化学、およびELISAでバリデーションされた組換えウサギモノクローナルc-Fos抗体。ヒト、マウス、およびラットのc-Fosと反応します。AP-1転写因子シグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	c-Fos Rabbit mAb
備考/別名	p55; AP-1; C-FOS; c-Fos
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2353
遺伝子ID	2353
免疫原	ヒトc-Fos (NP_005243.1) のアミノ酸211-281に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01100
タンパク質分子量	41kDa
配送	アイスバッグ