


## 抗C-Fosウサギポリクローナル抗体（Wb、Ip、Elisa用） - P01100

商品番号: CM0016528



## 前書き

ヒト検体におけるWB、IP、ELISAでの使用が検証済みのc-

Fosウサギポリクローナル抗体です。細胞増殖と分化の重要な調節因子であるAP-1転写因子サブユニットc-Fos（41 kDa）を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ     | 値                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| 製品名       | c-Fos Rabbit pAb                                    |
| 別名        | p55; AP-1; C-FOS; c-Fos                             |
| 対象種       | ヒト                                                  |
| 遺伝子ID（ヒト） | 2353                                                |
| 遺伝子ID     | 2353                                                |
| 免疫原       | ヒトc-Fos（NP_005243.1）のアミノ酸1-114番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源        | ウサギ                                                 |
| 分類        | ポリクローナル抗体                                           |
| 用途        | WB、IP、ELISA                                         |
| 交差反応性     | ヒト                                                  |
| SWISS     | P01100                                              |
| タンパク質分子量  | 41 kDa                                              |
| 輸送方法      | 保冷剤                                                 |