


WbおよびElisa用抗C-Junウサギポリクローナル抗体 - P05412

商品番号: CM0018168



前書き

C-

Junウサギポリクローナル抗体（pAb）は、ウェスタンブロット（WB）およびELISA用途でバリデーション済みです。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のc-Jun転写因子を検出できるため、AP-1経路およびがん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	c-JunウサギpAb
備考／別名	AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun
種	ヒト
GeneID（ヒト）	3725
GeneID	3725
免疫原	ヒトc-Jun（NP_002219.1）のアミノ酸1〜70内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05412
タンパク質分子量	36kDa
輸送	保冷バッグ