

Wb、Elisa用抗C-Mafポリクローナル抗体 - O75444

商品番号: CM0016767

前書き

c-Maf

(MAF)に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに対応しています。ヒト、マウス、ラットのc-

Mafを検出します。水晶体発生、Th2細胞調節、腫瘍形成に関与する転写因子です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	c-Maf ウサギ pAb
別名	CCA4; AYGRP; c-MAF; CTRCT21; c-Maf
対象種	ヒト
GeneID	4094 (ヒト)
免疫原	ヒトc-Maf (NP_005351.2) のアミノ酸314〜403番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75444
タンパク質分子量	38kDa
輸送方法	保冷剤