


Wb、Elisa用抗C-Mycポリクローナル抗体 - P01106

商品番号: CM0022937



前書き

ヒトc-

Myc (MYC、bHLHe39) に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。ヒトおよびマウスのc-Mycタンパク質（約51 kDa）を検出します。がん研究、幹細胞研究、転写研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	c-MycウサギpAb
備考／別名	MRTL; MYCC; c-Myc; bHLHe39
種	ヒト
GeneID	4609
免疫原	合成ペプチド：ヒトc-Myc (NP_001341799.1) のアミノ酸347～439内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P01106
タンパク質分子量	51kDa
輸送条件	保冷剤