


Wb、Elisa用 抗C-Myc ラビットポリクローナル抗体 - P01106

商品番号: CM0016390



前書き

C-

Myc転写因子に対するラビットポリクローナル抗体。
ヒトおよびマウスにおけるWBおよびELISAで検証済みです。がん遺伝子シグナル伝達、転写制御、および幹細胞研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	c-Myc Rabbit pAb
備考/別名	MRTL; MYCC; c-Myc; bHLHe39
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4609
GeneID	4609
免疫原	ヒトc-Myc (NP_001341799.1) のアミノ酸347-439に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ラビット
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P01106
タンパク質分子量	51kDa
配送	氷袋