

If/Icc、If-P、Ihc-P、Elisa用抗Cペプチドウサギモノクローナル抗体 - P01308

商品番号: CM0005156



前書き

Cペプチドを標的とするウサギモノクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットのサンプルを用いたIF/ICC、IF-P、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みです。糖尿病研究やβ細胞機能のモニタリングに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Cペプチド ウサギmAb
備考/別名	IDDM; ILPR; IRDN; IDDM1; IDDM2; PNDM4; MODY10; C-Peptide
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3630
遺伝子ID	3630
免疫原	ヒトINS (NP_000198.1) のアミノ酸1-100番に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
用途	IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01308
タンパク質分子量	12kDa
発送方法	保冷剤