


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗C反応性蛋白質(Crp)モノクローナル抗体 - P02741

商品番号: CM0003850



前書き

合成ペプチドで免疫して作製した、C反応性蛋白質(CRP)に対するウサギモノクローナル抗体です。WB、IHC-P、ELISAの用途で検証済みで、ヒトおよびマウスのCRPと交差反応します。炎症や免疫応答の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

製品名	C反応性蛋白質(CRP) ウサギmAb
備考・別名	PTX1; C反応性蛋白質(CRP)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1401
遺伝子ID	1401
免疫原	合成ペプチド - ヒトC反応性蛋白質(CRP) (P02741) のアミノ酸125~224番の配列に対応する合成ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P02741
タンパク質分子量	23kDa
発送	保冷剤