


Wb、Elisa用抗C反応性タンパク質（Crp）ポリクローナル抗体 - P02741

商品番号: CM0014357



前書き

ウェスタンブロット（WB）およびELISAでバリデーションされた、ウサギ抗ヒトC反応性タンパク質（CRP）ポリクローナル抗体（マウスとの交差反応性あり）。急性期タンパク質および宿主防御の研究、体外診断用（IVD）アッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	C-Reactive Protein (CRP) Rabbit pAb
備考/別名	PTX1; C-Reactive Protein (CRP)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1401
遺伝子ID	1401
免疫原	ヒトC反応性タンパク質（CRP）（NP_000558.2）のアミノ酸1-50以内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P02741
タンパク質分子量	23kDa
配送	氷袋