


Anti-C-Reactive Protein (Crp) Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P02741

商品番号: CM0014943



前書き

ウエスタンブロット（WB）、免疫蛍光/免疫細胞化学（IF/ICC）、およびELISA用のC-Reactive Protein (CRP)

ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。急性期および自然免疫研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	C-Reactive Protein (CRP) Rabbit pAb
備考/別名	PTXI; C-Reactive Protein (CRP)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1401
GeneID	1401
免疫原	ヒト C-Reactive Protein (CRP) (NP_000558.2) のアミノ酸100-200内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P02741
タンパク質分子量	23kDa
配送	アイスバッグ