


C10Orf2に対するウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q96Rr1

商品番号: CM0028968



前書き

WBおよびELISAで検証済みの高品質抗C10orf2ウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのT winkle

mtDNAヘリカーゼを検出し、ミトコンドリアDNAの複製・修復研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	C10orf2 Rabbit pAb
別名	PEO; PEO1; SCA8; ATXN8; IOSCA; PEOA3; SANDO; TWINL; MTDPS7; PRLTS5; C10orf2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	56652
遺伝子ID	56652
免疫原	ヒトC10orf2 (NP_068602.2) のアミノ酸135～335番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96RR1
タンパク質分子量	77kDa
発送方法	氷袋梱包