

C10Orf32 ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q96B45

商品番号: CM0029322

前書き

ヒトC10orf32 (BORCS7) に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。ラットと交差反応します。細胞内輸送およびリソソーム位置決定に与するリソソーム関連タンパク質を標的としています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	C10orf32 ウサギpAb
備考/別名	C10orf32
由来種	ヒト
GeneID	119032
免疫原	組換えタンパク質 ヒトC10orf32 (NP_653192.2) のアミノ酸1〜105番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q96B45
タンパク質分子量	12kDa
発送方法	保冷剤