

Anti-C10Orf67 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q8Iyj2

商品番号: CM0021990

前書き

Western blot (WB) および ELISA で検証済みの Anti-C10orf67 ウサギポリクローナル抗体。ヒト C10orf67 を標的とし、マウスおよびラットと交差反応します。ミトコンドリアタンパク質の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	C10orf67 Rabbit pAb
備考/エイリアス	C10orf115; LINC01552; C10orf67
種	ヒト
GeneID (ヒト)	256815
GeneID	256815
免疫原	C10orf67 (NP_001338235.1) のアミノ酸 68-243 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8IYJ2
タンパク質分子量	64kDa
配送	アイスバッグ