

Ihc-PおよびElisa用抗C12Orf10ウサギポリクローナル抗体 - Q9Hb07

商品番号: CM0018865

前書き

IHC-
PおよびELISA用C12orf10ウサギポリクローナル抗体。
ヒト、マウス、ラットのMYG1エキソヌクレアーゼに反応します。RNAプロセッシングおよび核-ミトコンドリア間クロストークの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	C12orf10ウサギpAb
別名	MYG; Gamml; MST024; MSTP024; C12orf10
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	60314
遺伝子ID	60314
免疫原	ヒトC12orf10 (NP_067653.3) のアミノ酸48〜376に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9HB07
タンパク質分子量	42kDa
配送	保冷バッグ