

Anti-C14Orf166/Rtraf ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Y224

商品番号: CM0027758



前書き

ヒトC14orf166 (RTRAF)

を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスサンプルと反応します。タンパク質分子量は28 kDa。tRNAスプライシングおよび転写調節の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	C14orf166 ウサギ pAb
備考 / 別名	CLE; CLE7; hCLE; CGI99; RLLM1; hCLE1; CGI-99; LCRP369; C14orf166
種	ヒト
GeneID	51637
免疫原	ヒトC14orf166のアミノ酸1-244に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_057123.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9Y224
タンパク質分子量	28kDa
輸送	保冷バッグ