


Anti-C17Orf70 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q0Vg06

商品番号: CM0030575



前書き

WBおよびELISA用に検証されたAnti-C17orf70ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのC17orf70（FAAP100）を認識します。DNA損傷修復およびファンconi貧血経路の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	C17orf70 Rabbit pAb
備考/別名	C17orf70
種	ヒト
GeneID	80233
免疫原	ヒトC17orf70（NP_079437.5）のアミノ酸652-881に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q0VG06
タンパク質分子量	93kDa
配送	氷袋