

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗C18Orf8 ウサギポリクローナル抗体 - Q96Dm3

商品番号: CM0020235



前書き

C18orf8/RMC1

(MIC1)を標的とするウサギポリクローナル抗体で、W B、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。オートファジーおよびエンドソーム輸送の研究にご利用いただけます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	C18orf8 Rabbit pAb
備考/別名	MIC1; Mic-1; WDR98; C18orf8; HsT2591
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	29919
遺伝子ID	29919
免疫原	ヒトC18orf8 (NP_037458.3)のアミノ酸1～300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96DM3
タンパク質分子量	75kDa
発送方法	保冷剤