


Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-C19Orf10 ポリクローナル抗体 - Q969H8

商品番号: CM0017073



前書き

C19orf10

ウサギポリクローナル抗体（MYDGF）は、WB、IHC-P、ELISA用に設計されています。ヒト、マウス、ラットを認識します。標的は骨髄由来増殖因子（MYDGF）で、心臓保護と血管新生に関与します。SWISS: Q969H8。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	C19orf10 ウサギ pAb
備考/別名	IL25, IL27, SF20, IL27w, C19orf10, R33729_1, EUROIMAGE1875335
種	ヒト
GeneID	56005
免疫原	ヒトC19orf10（NP_061980.1）のアミノ酸1-173に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q969H8
タンパク質分子量	19kDa
輸送	保冷バッグ