

Anti-C1Galt1C1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q96Eu7

商品番号: CM0028002

前書き

C1GALT1C1 Rabbit pAbは、WBおよびELISAで検証されたポリクローナル抗体であり、O-グリコシル化に関与するヒトC1GALT1C1 (COSMC)シャペロンを標的としています。マウスおよびラットと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	C1GALT1C1 Rabbit pAb
備考/別名	TNPS; COSMC; MST143; C1GALT2; HSPC067; C38H2-L1; C1GALT1C1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	29071
遺伝子ID	29071
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96EU7
タンパク質分子量	36kDa
配送	アイスバッグ