

Wb、If-P、Elisa用 Anti-C1Orf146/Spo16 ウサギポリクローナル抗体 - Q3Kqp7

商品番号: CM0023768

前書き

マウスSPO16/C1orf146を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットのSPO16（約21 kDa）を検出します。減数分裂およびシナプトネマ複合体の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	C1orf146 ウサギ pAb
備考/別名	SCRE, Spo16, C1orf146
種	マウス
遺伝子ID	76421
免疫原	マウスC1orf146（NP_877422.2）のアミノ酸47-173に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q3KQP7
タンパク質分子量	21kDa
発送	保冷バッグ