


Wb、Elisa用 Anti-C1Qa ポリクローナル抗体 - P02745

商品番号: CM0021099



前書き

ヒトC1QAに対するウサギポリクローナル抗体（WB、ELISA用）。ヒト、マウス、ラットで検証済み。補体C1qサブコンポーネントサブユニットA（古典的補体経路の重要な開始因子）を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	C1QA Rabbit pAb
備考/別名	C1QD1; C1QA
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	712
遺伝子ID	712
免疫原	ヒトC1QA (NP_001334394.1) のアミノ酸23-245に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P02745
タンパク質分子量	26kDa
配送	氷袋