

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Clqaポリクローナル抗体 - P98086

商品番号: CM0023445

前書き

マウスClqaを標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのClqa（26kDa）を認識します。補体古典的経路および自然免疫研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Clqa Rabbit pAb
別名	Clq; Adic; Clqa
免疫原種	マウス
遺伝子ID	12259
免疫原	マウスClqa（NP_031598.2）のアミノ酸23-245番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISSプロットID	P98086
タンパク質分子量	26kDa
発送方法	氷袋梱包