


Wb、Elisa用 Anti-C1Qb ポリクローナル抗体 - P02746

商品番号: CM0030836



前書き

ヒトC1QBに対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、ヒトおよびマウスとの交差反応性あり。補体古典経路の研究や免疫複合体研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	C1QB ウサギ pAb
備考/別名	C1QD2; C1QB
種	ヒト
GeneID (ヒト)	713
GeneID	713
免疫原	ヒトC1QB (NP_000482.3) のアミノ酸104-253に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P02746
タンパク質分子量	27kDa
発送	保冷バッグ