


ウエスタンブロット、Ihc-P、Elisa用 抗C1Qcウサギポリクローナル抗体 - P02747

商品番号: CM0026324



前書き

ヒトC1QC（補体C1qサブコンポーネントサブユニットC）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IHC-

P、ELISAに適しています。古典的補体経路と自然免疫の研究に不可欠です。免疫原：合成ペプチド（アミノ酸配列 50-

150）。ヒトと交差反応性あり。分子量：26kDa。

詳細を学ぶ

パラメータ	値
製品名	C1QC ウサギ pAb
備考/別名	C1QG; C1Q-C; C1QB3; C1QC
種	ヒト
GeneID (ヒト)	714
GeneID	714
免疫原	合成ペプチド：ヒトC1QCのアミノ酸50-150に対応する配列に基づく合成ペプチド (NP_001107573.1)。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P02747
タンパク質分子量	26kDa
輸送	保冷バッグ