

WbおよびElisa用 Anti-C1Qtnf5 ポリクローナル抗体 - Q9Bxj0

商品番号: CM0029439



前書き

ヒトC1QTNF5

(CTRP5)に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適し、マウスおよびラットと交差反応性あり。組換えタンパク質免疫原。細胞外マトリックスおよび網膜変性の研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	C1QTNF5 ウサギ pAb
備考/別名	MFRP, CTRP5, C1QTNF5
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	114902
免疫原	ヒトC1QTNF5 (NP_056460.1)のアミノ酸16-243に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BXJ0
タンパク質分子量	25kDa
発送方法	保冷バッグ