

If/IccおよびElisa用抗C1Rポリクローナル抗体 - P00736

商品番号: CM0025934



前書き

ウサギ由来ポリクローナル抗体、ヒトC1R（補体C1rサブコンポーネント、EDS8、EDSPD1）に対応。IF/I CCおよびELISAに適しており、ヒトとマウスに交差反応します。補体経路および自然免疫研究の研究用途にご利用いただけます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	C1R ウサギ pAb
備考/別名	EDS8; EDSPD1; C1R
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	715
遺伝子ID	715
免疫原	ヒトC1R (NP_001724.3) のアミノ酸466〜705番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P00736
タンパク質分子量	80kDa
発送方法	氷袋