

Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗C1R ウサギポリクローナル抗体 - P00736

商品番号: CM0019982



前書き

ヒトC1Rに対するウサギポリクローナル抗体。IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。補体経路研究および診断アッセイ開発に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	C1R ウサギ pAb
備考/別名	EDS8; EDSPD1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	715
GeneID	715
免疫原	ヒトC1R(NP_001724.4)のアミノ酸18-190に対応する配列に相当する組換えタンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P00736
タンパク質分子量	80kDa
発送	保冷バッグ