

Wb、Elisa用抗C1Sポリクローナル抗体 - P09871

商品番号: CM0028101



前書き

ヒトC1Sに対するウサギ由来ポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに適しており、ラットと交差反応性を示します。古典的補体経路の研究に有用です。タンパク質分子量：77kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	C1S Rabbit pAb
略号・別名	EDSPD2; C1S
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	716
GeneID	716
免疫原	ヒトC1S（NP_958850.1）のアミノ酸479～688番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P09871
タンパク質分子量	77kDa
配送方法	氷袋