

Anti-C21Orf33ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - P30042

商品番号: CM0026809

前書き

ヒトC21orf33を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光、ELISAで検証済み。マウスおよびラットのサンプルと交差反応します。タンパク質検出およびIVD原材料の調達に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO Validated] C21orf33 Rabbit pAb
備考/別名	ESI; HES1; KNPH; KNPI; GT335; GATD3A; C21orf33; 33
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8209
GeneID	8209
免疫原	ヒトC21orf33（NP_004640.4）のアミノ酸42-268に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P30042
タンパク質分子量	24kDa/28kDa
配送	アイスパック