

抗C21Orf33ウサギポリクローナル抗体（Ko検証済み）Wb、Elisa用途 - P30042

商品番号: CM0021861

前書き

ヒトC21orf33（ES1、HES1、KNPH）を標的とするKO検証済みウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAへの使用に適しており、マウスおよびラットと交差反応します。細胞環境下でのC21orf33機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] C21orf33 ウサギpAb
略号／別名	ES1; HES1; KNPH; KNPI; GT335; GATD3A; C21orf33; 33
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	8209
遺伝子ID	8209
免疫原	ヒトC21orf33（NP_004640.4）のアミノ酸42～268番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
産生源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P30042
タンパク質分子量	24kDa/28kDa
発送方法	氷袋梱包