

WbおよびElisa用 抗C2Cd5 ウサギポリクローナル抗体 - Q86Ys7

商品番号: CM0016149

前書き

ヒトC2CD5を標的とするウサギポリクローナル抗体。
ウエスタンブロットおよびELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応性があります。グルコース輸送とインスリンシグナル経路の研究に理想的です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	C2CD5 Rabbit pAb
備考/別名	CDP138; KIAA0528; C2CD5
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9847
遺伝子ID	9847
免疫原	ヒトC2CD5 (NP_001273103.1) のアミノ酸732-1051に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q86YS7
タンパク質分子量	110kDa
輸送	氷袋