

Wb、If/Icc、Elisa用 抗C3 ウサギ モノクローナル抗体 - P01024

商品番号: CM0012812



前書き

ヒトC3に対するウサギモノクローナル抗体で、C3c領域（アミノ酸1364-1663）を標的とします。WB、IF/ICC、ELISAに適しており、マウスおよびラットと交差反応性を示します。補体経路および自然免疫研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	C3 ウサギ mAb
備考/別名	ASP, C3a, C3b, AHUS5, ARMD9, CPAMD1, HEL-S-62p
種	ヒト
GeneID (ヒト)	718
GeneID	718
免疫原	ヒトC3c (NP_000055.2) のアミノ酸1364-1663に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01024
タンパク質分子量	187kDa
配送	保冷バッグ