

Wb、Elisa用抗C3ウサギポリクローナル抗体 - P01027

商品番号: CM0021758



前書き

WBおよびELISAでバリデーション済みのC3ウサギポリクローナル抗体（pAb）。マウスおよびラットの補体C3（186 kDa）を高い特異性で検出します。補体系の研究や免疫応答の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ     | 値                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 製品名       | C3ウサギpAb                                                  |
| 備考／別名     | ASP; Plp; HSE-MSF; C3                                     |
| 種         | マウス                                                       |
| 遺伝子ID（ヒト） | 718                                                       |
| 遺伝子ID     | 12266                                                     |
| 免疫原       | 合成ペプチド   マウスC3（NP_033908.2）のアミノ酸1159～1286内の配列に対応する合成ペプチド。 |
| 由来        | ウサギ                                                       |
| カテゴリー     | ポリクローナル抗体                                                 |
| 用途        | WB、ELISA                                                  |
| 交差反応性     | マウス、ラット                                                   |
| SWISS     | P01027                                                    |
| タンパク質分子量  | 186kDa                                                    |
| 輸送        | 保冷バッグ                                                     |