

Anti-C3c Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If-P, Elisa - P01024

商品番号: CM0023315



前書き

C3c Rabbit pAbは、WB、IF-P、ELISAアプリケーション用にヒトC3cを抗原として作製されたポリクローナル抗体です。自然免疫の重要な構成要素である補体C3タンパク質を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	C3c Rabbit pAb
備考/別名	ASP; C3a; C3b; AHUS5; ARMD9; CPAMD1; HEL-S-62p; C3c
種	ヒト
GeneID (ヒト)	718
GeneID	718
免疫原	ヒトC3cのアミノ酸1364-1663に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。(NP_000055.2)
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P01024
タンパク質分子量	187kDa
配送	氷袋