

WbおよびElisa用 Anti-C3Orf38 ウサギモノクローナル抗体 - Q5Jpi3

商品番号: CM0002123

前書き

ヒトアポトーシス研究用の高品質C3orf38ウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み、未定性タンパク質C3orf38（38kDa、SWISS: Q5JPI3）を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	C3orf38 ウサギ mAb
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	285237
遺伝子ID	285237
免疫原	ヒトC3orf38 (Q5JPI3) のアミノ酸51-200に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q5JPI3
タンパク質分子量	38kDa
発送	保冷バッグ