

Wb・Elisa用 抗C4Bpa ポリクローナル抗体 - P04003

商品番号: CM0026339



前書き

C4b結合タンパク質α鎖（C4BPA）を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応し、補体経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	C4BPA ウサギ pAb
備考・別名	PRP; C4BP; C4BPA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	722
GeneID	722
免疫原	合成ペプチド ヒトC4BPA (NP_000706.1) のアミノ酸500位からC末端までの配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P04003
タンパク質分子量	67kDa
輸送方法	保冷剤