

## C4Bpb ウサギポリクローナル抗体 Wb, If-P, Elisa対応 - P20851

商品番号: CM0025811

### 前書き

ヒトC4BPBに対するウサギポリクローナル抗体で、W B、IF-P、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。補体経路の調節因子であるC4b結合タンパク質β鎖を標的としています。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| 製品名      | C4BPB ウサギ pAb                                             |
| 備考／別名    | C4BP; C4BPB                                               |
| 対象種      | ヒト                                                        |
| GeneID   | 725                                                       |
| 免疫原      | ヒトC4BPB (NP_001017364.1) のアミノ酸17～251番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源       | ウサギ                                                       |
| カテゴリー    | ポリクローナル抗体                                                 |
| 用途       | WB, IF-P, ELISA                                           |
| 交差反応性    | ヒト、マウス、ラット                                                |
| SWISS    | P20851                                                    |
| タンパク質分子量 | 28kDa                                                     |
| 配送方法     | 保冷剤                                                       |