

Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-C5Ar1 ポリクローナル抗体 - P21730

商品番号: CM0021193



前書き

C5AR1 ウサギ

pAbは、C5aアナフィラトキシン走化性受容体を標的とするポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットに対する反応性を持ち、WB、IHC-P、ELISAで検証済みです。炎症および免疫細胞走化性研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	C5AR1 ウサギ pAb
備考／別名	C5A; C5AR; C5R1; CD88; C5AR1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	728
GeneID	728
免疫原	組換えタンパク質：ヒトC5AR1 (NP_001727.2) のアミノ酸1-282に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P21730
タンパク質分子量	39kDa
輸送	保冷バッグ