

Anti-C5Ar2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9P296

商品番号: CM0016102

前書き

WB、ELISA用C5AR2ウサギポリクローナル抗体（C5L2/GPR77）。ヒトおよびマウスのC5a受容体2（アナフィラトキシンシグナル伝達を仲介するGPCR）を認識します。炎症および免疫学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	C5AR2 Rabbit pAb
備考/別名	C5L2; GPF77; GPR77; C5AR2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	27202
遺伝子ID	27202
免疫原	ヒトC5AR2 (NP_060955.1) のアミノ酸258-337に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9P296
タンパク質分子量	36kDa
配送	氷袋